

6200 4015

Amfora

Geeignet für Personen mit mittelschwerer bis sehr schwerer Behinderung



6200 4015
Duschwagen Amfora mit hydraulischer Höhenverstellung mit Auffangwanne

Technische Daten

Produkt-nr.	Produktbeschreibung	Außen-länge	Outside width	Innen-länge	Innen-breite	Höhenver-stellung der Liege-fläche	Max. Hebege-wicht kg	Produkt-gewicht in kg
6200 4015	Amfora Duschwagen hydraulisch 190 mit Auffangwanne	190	82	180	70	50 - 100	150	63

Alle Maße in dieser Tabelle sind in Zentimetern angegeben.