



Creating balance in healthcare



## Nemo Dusch- und toilettenstuhl



5100 5100

# Nemo kippbarer Dusch-Toilettenstuhl



Von mobilen bis hilfsbedürftigen Personen



- Maximale Hebegewicht bis 150 kg.
- Untergestell: Breite 66 cm, Tiefe 73 cm
- Mithilfe einer Gasdruckfeder stufenlose Kippeinstellung bis zu maximal 30 Grad.
- Gepolsterter Sitz mit Aussparung für den Toilettengang.
- Verschluss für die Aussparung.
- Hochklappbare gepolsterte Armlehnen für den seitlichen Transfer.
- Sitzfläche und Rückenlehne ergonomisch geformt.
- Kopf-/Nackenstütze, höhen- und tiefenverstellbar.
- Hochklappbare Fußplatten mit Wadenband.
- Wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen.
- Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken.
- Vier gebremste Lenkrollen aus Kunststoff.

## Optionen

- Art.nr. 6840 5660 Armlehnen mit Frontverschluss.
- Art.nr. 6840 5661 Armlehnen mit doppelter Verriegelung.
- Art.nr. 6950 1104 Kunststoff-Bettpfanne.
- Art.nr. 6950 1120 Sicherheitsgurt.
- Art.nr. 6960 8026 Komfort Beinstütze.
- Art.nr. 6975 8045 Vier-Punkt-Sicherheitsgurt.
- Art.nr. 6950 5624 Platilon Rückenlehne.
- Art.nr. 6950 5625 Platilon Sitz.
- Art.nr. 7500 5693 Erhöhungsset 10 mm. bis max. 30 mm.
- Art.nr. 7556 0025 Steuerungsrolle links vorne.

5100 5100

## Nemo kippbarer Dusch-Toilettenstuhl

Der Lopital Nemo ist ein verfahrbarer kippbarer Dusch-Toilettenstuhl, der entwickelt wurde, um sowohl den Benutzern als auch den Pflegern maximale Sicherheit und Unterstützung während des Duschens und der Pflege zu verschaffen. Der Nemo kann mithilfe einer Bettpfanne bzw. eines Eimers, oder in Kombination mit einer Toilette, auch als Toilettenstuhl verwendet werden.

Der Nemo besteht aus einem Gestell und einem Stuhlteil. Der Stuhlteil bietet denselben Komfort wie ein normaler Stuhl und auch dieselbe Unterstützung. Der Stuhlteil lässt sich mithilfe einer Gasdruckfeder stufenlos 30 Grad vom Gestell kippen. Dadurch ist der Nemo multifunktionell einsetzbar.

Der Nemo ist standardmäßig mit einer Kopf-/Nackenstütze ausgerüstet, die sowohl höhen- als auch tiefenverstellbar ist. Der Stuhl ist mit geraden hochklappbaren Armstützen versehen und die ergonomisch geformten Fußstützen sind einklappbar und abnehmbar.



**Option:** Art.nr. 6960 8026 Komfort Beinstütze.



Mit dem Bedienungshebel einfach zu bedienen



Gasdruckfeder zum stufenlosen Einstellen des Dusch-Toilettenstuhls



**Option:** Art.nr. 6950 1104 Kunststoff-Bettpfanne.



**Option:** Art.nr. 6840 5660 Armlehne mit Vorderverschluss.



Standardmäßig mit einer Kopf-/Nackenstütze ausgerüstet. Höhen- als auch tiefenverstellbar.



Wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen.



Normale Position.



Kippfunktion bis max. 30° rückwärts.



## Technische Daten

• Sitzbreite	47 cm	• Länge Grundrahmen	73 cm
• Sitztiefe	44 cm	• Breite Grundrahmen	66 cm
• Sitzhöhe	54 cm	• Eigenes Gewicht	24,5 kg
• Max. Hebegewicht	150 kg	• Kopfstützeinstellung	Tiefe 7 cm & Höhe 12 cm
• Neigungsposition	0° bis 17° rückwärts		

Der Nemo ist ein Klasse 1 Hilfsmittel mit CE-Kennzeichnung. Diese Kennzeichnung ist konform der Richtlinie 93/42/EEG bzw. der aktualisierten Richtlinie 2007/47/EG für medizinische Hilfsmittel vom 21. März 2010. Unsere Hygieneprodukte erfüllen die ISO 17966 Hilfsmittel für die Körperhygiene zur Unterstützung der Anwender.

