



Creating balance in healthcare



## Tango XXL Dusch- und toilettenstuhl



5100 5800

# Tango XXL Dusch- und toilettenstuhl



5100 5800

## Tango XXL Dusch- und toilettenstuhl

Der Tango XXL von Lopital ist ein Dusch-Hilfsmittel, das auf vertretbare Weise zur Pflege und Versorgung von Adipositas-Klienten eingesetzt werden kann. Der Tango XXL bietet sowohl für das Pflegepersonal als auch für den Klienten optimalen Komfort.

Der Tango XXL ist als Dusch- und toilettenstuhl einsetzbar und kann auch über die Toilette gefahren werden. Die extra breite und tiefe Sitzfläche und die schöne Formgebung machen den Tango XXL zu einem gebrauchsfreundlichen Hilfsmittel bei der Pflege und Versorgung Adipositas-Klienten.

Die ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne bieten dem Benutzer viel Komfort. Die verlängerten Armlehnen sind vollständig seitlich schwenkbar. Der Tango XXL ist mit großen komfortablen Beinstützen mit Wadenband ausgestattet, die auch vollständig schwenkbar und abnehmbar sind, was dem Benutzer das Aufstehen und Hinsetzen erleichtert.

- Maximale Hebegewicht 360 kg.
- Fahrbar.
- 3 Kunststoff doppelt gebremste Lenkrollen.
- 1 Steuerungsrolle.
- Führungsschiene für Toiletteneimer oder Bettpfanne.
- Verlängerte vollständig seitlich schwenkbare Armlehnen.
- Zweiteilige Sitzfläche mit Hygieneöffnung vorne und hinten.
- Wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, höhenverstellbar.

### Optionen

- Art.nr. 6950 1104 Kunststoff Bettpfanne mit Deckel.
- Art.nr. 6975 8044 Sicherheitsgurt.
- Art.nr. 6975 8045 Vier-Punkt-Sicherheitsgurt.






Geeignet für Personen  
mit leichter bis mittel-  
schwerer Behinderung



Zweiteilige Sitzfläche mit Hygiene-  
öffnung vorne und hinten. Mit Snaplock  
abnehmbarer Sitz.



Individuell abschwengbare  
Armlehnen.



Steuerungsrolle.






Wegschwenkbare und abnehmbare Fußstützen, höhenverstellbar.



## Technische Daten

- |                    |        |                      |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| • Max. Hebegewicht | 360 kg | • Sitzhöhe           | 51 cm  |
| • Eigenes Gewicht  | 31 kg  | • Länge Grundrahmen  | 97 cm  |
| • Sitzbreite       | 70 cm  | • Breite Grundrahmen | 83 cm  |
| • Sitztiefe        | 54 cm  | • Wendekreis         | 115 cm |



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

