



Creating balance in healthcare



Mylo Dusch- und toilettenstuhl



5100 5701

Mylo Dusch- und toilettenstuhl



5100 5701

Mylo Dusch- und toilettenstuhl

Der Mylo von Lopital ist ein Hilfsmittel beim Duschen und bei der Pflege von Klienten. Der Mylo bietet sowohl für das Pflegepersonal als auch für Klienten einen hohen Benutzerkomfort.

Der Mylo kann als über die Toilette fahrbarer Dusch- und Toilettenstuhl genutzt werden. Der hochklappbare und abnehmbare Sitz ermöglicht eine bessere Reinigung und Desinfektion. Das Anbringen und Abnehmen des Sitzes vom Rahmen kann ohne Werkzeug erfolgen.

Die vielen Möglichkeiten und die Formgebung des Mylo machen den Stuhl zu einem attraktiven und benutzerfreundlichen Produkt.

Die Fußstützen sind leicht hochklapp- und abschwenkbar. Dies erleichtert den Gang zum und vom Stuhl. Der Mylo ist mit Schiebegriffen ausgestattet, die das Manövrieren und zur Seite Fahren des Mylo erleichtern und den ergonomischen Vorteil bieten, dass die Schiebegriffe bei der Vermeidung von Gelenkproblemen helfen.

- Maximale Hebegewicht 150 kg.
- Hochklappbare gepolsterte Armlehnen.
- Hochklappbare und abnehmbare Sitz für optimale Hygiene.
- Führungsschiene für Toiletteneimer oder Bettpfanne.
- Sitzfläche und Rückenlehne ergonomisch geformt.
- Fahrbar über die Toilette.
- Abschwenkbare und hochklappbare Fußstützen.
- 4 gebremste Lenkrollen aus Kunststoff.

Optionen

- Art.nr. 6840 5660 Armlehnen mit Frontverschluss.
- Art.nr. 6840 5661 Armlehnen mit doppelter Verriegelung.
- Art.nr. 6950 1104 Kunststoff Bettpfanne mit Deckel.
- Art.nr. 6950 1120 Sicherheitsgurt.
- Art.nr. 6950 5624 Plättilon Rückenlehne.
- Art.nr. 6950 5625 Plättilon Sitz.
- Art.nr. 6975 8045 Vier-Punkt-Sicherheitsgurt.
- Art.nr. 7500 5693 Erhöhungsset 10 bis 30 mm.
- Art.nr. 7556 0025 Steuerungsrolle links vorne.





Geeignet für Personen
mit leichter bis mittel-
schwerer Behinderung



Hochklappbare und abnehmbare Sitz.



*Führungsschiene für Toiletteneimer
oder Bettpfanne.*



*Hochklappbare gepolsterte
Armlehnen.*



Option: Art.nr. 6950 1104 Kunststoff
Bettpfanne mit Deckel.



Abschwenkbare und hochklappbare Fußstützen.



Option: Art.nr. 6840 5660
Armlehnen mit Frontverschluss.




Option: Art.nr. 6840 5661 Armlehnen
mit doppelter Verriegelung.



Option: Art.nr. 7500 5693
Erhöhungsset 10 bis 30 mm.

Technische Daten

- | | | | |
|--------------------|--------|----------------------|-------|
| • Max. Hebewegicht | 150 kg | • Sitzhöhe | 55 cm |
| • Eigenes Gewicht | 19 kg | • Länge Grundrahmen | 84 cm |
| • Sitzbreite | 47 cm | • Breite Grundrahmen | 66 cm |
| • Sitztiefe | 44 cm | • Wendekreis | 98 cm |



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.lopital.de

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

