

6500 4025 / 6500 5030

Vienna

Geeignet für Personen mit mittelschwerer bis sehr schwerer Behinderung




Technische Daten

Produkt-nr.	Produktbeschreibung	Außen-länge	Außen-breite	Innen-länge	Innen-breite	Höhenver-stellung der Liege-fläche	Max. Hebege-wicht kg	Produkt-gewicht in kg
6500 4025	Vienna Ankleideliege hydraulisch 190	190	82	-	70	56 - 106	150	59
6500 5030	Vienna Ankleideliege Wandbefestigung	190	91	-	70	45 - 95	227	70

Alle Maße in dieser Tabelle sind in Zentimetern angegeben.

Die einfache Bedienung gestaltet die Nutzung komfortabler.



6500 5030
Vienna Ankleideliege
Wandbefestigung



6500 4025
Vienna Ankleideliege
hydraulische Höhenverstellung