



Creating balance in healthcare



Tango Dusch- und toilettenstuhl



5100 5700

Tango Dusch- und toilettenstuhl



5100 5700

Tango Dusch- und toilettenstuhl

Der Tango von Lopital ist ein Hilfsmittel beim Duschen und bei der Pflege von Klienten. Der Tango bietet sowohl für das Pflegepersonal als auch für Klienten einen hohen Benutzerkomfort.

Der Tango kann als Dusch- und toilettenstuhl verwendet werden und kann über der Toilette positioniert werden. Durch die vielen Möglichkeiten und die schöne Formgebung des Tango ist der Stuhl ein anziehendes und benutzerfreundliches Produkt.

Der Dusch- und Toilettenstuhl Tango wurde einigen Änderungen unterzogen. Die Fußstützen sind jetzt einfacher hochzuklappen und abzuschwenken. Das erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen. Der Tango ist mit Schiebegriffen ausgestattet, wodurch die Manövrierfähigkeit und Fahrbarkeit des Tango verbessert wurden. Der ergonomische Vorteil dieser Entwicklung liegt darin, dass durch die Schiebegriffe Gelenkproblemen vorgebeugt werden kann.

- Maximale Hebegewicht 180 kg.
- Hochklappbare gepolsterte Armlehnen.
- Gepolsterter Sitz mit Toilettenöffnung und Einsatzteil.
- Ergonomisch geformte Sitzfläche für die Toilettenbenutzung
- Führungsschiene für Toiletteneimer oder Bettpfanne.
- Fahrbar über die Toilette.
- Abschwenkbare und hochklappbare Fußstützen.
- 4 gebremste Lenkrollen aus Kunststoff.

Optionen

- Art.nr. 6840 5660 Armlehnen mit Frontverschluss.
- Art.nr. 6840 5661 Armlehnen mit doppelter Verriegelung.
- Art.nr. 6950 1104 Kunststoff Bettpfanne mit Deckel.
- Art.nr. 6950 1120 Sicherheitsgurt.
- Art.nr. 6950 5624 Platilon Rückenlehne.
- Art.nr. 6950 5625 Platilon Sitz.
- Art.nr. 6975 8045 Vier-Punkt-Sicherheitsgurt.
- Art.nr. 7500 5693 Erhöhungsset 10 bis 30 mm.
- Art.nr. 7556 0025 Steuerungsrolle links vorne.





Geeignet für Personen mit leichter bis mittelschwerer Behinderung



Hochklappbare gepolsterte Armlehnen.



Ergonomisch geformte Sitzfläche für die Toilettenbenutzung



Einsatzteil für die Toilettenöffnung.



Option: Art.nr. 6950 1104 Kunststoff Bettpfanne mit Deckel.



Option: Art.nr. 6840 5660 Armlehnen mit Frontverschluss.




Option: Art.nr. 6840 5661 Armlehnen mit doppelter Verriegelung.



Abschwenkbare und hochklappbare Fußstützen.

Technische Daten

- | | | | |
|--------------------|--------|----------------------|-------|
| • Max. Hebegewicht | 180 kg | • Sitzhöhe | 55 cm |
| • Eigenes Gewicht | 19 kg | • Länge Grundrahmen | 84 cm |
| • Sitzbreite | 47 cm | • Breite Grundrahmen | 66 cm |
| • Sitztiefe | 44 cm | • Wendekreis | 98 cm |



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.lopital.de

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

