



If caregivers have a choice, they choose Lopital



Lotus
aktive aufstehhilfe



5900 8200 Lotus / 5900 8250 Lotus compact

Lotus aktive aufstehhilfe

Lotus Aktive aufstehhilfe mit mechanischer Beinspreizung

Der Lotus ist eine aktive Aufstehhilfe für Personen, die noch selbstständig stehen können und über eine ausreichende Rumpfstabilität verfügen, aber nicht mehr oder nur mühsam laufen können. Der Pfleger kann den Patienten, nachdem er/sie auf dem Lotus platzenommen hat, sicher und effizient verfahren. Der Lotus ist für kurze Transfers vorgesehen, z.B. vom Bett zur Toilette. Dadurch, dass der Patient in einer aktiven Sitzhaltung platznimmt, ist weniger Kraft erforderlich, um wieder aufzustehen.

Der Komfort ist sowohl für den Patienten als auch für den Pfleger optimal. Der Lotus ist mit arretierbaren Sitzteilen, flexiblen Unterschenkelstützen und flexibler Fußspreizung ausgestattet. Die Fußspreizung sorgt dafür, dass der Lotus ganz nahe an den Patienten heran gefahren werden kann, sodass er/sie aktiv auf dem Lotus platzennehmen kann. Der Lotus stimuliert den Patienten, aktiv an Transfers teilzunehmen. Durch das Mithelfen werden die Muskeln trainiert und damit die Selbstständigkeit gefördert.

Die Lotus ist für Benutzer mit einer durchschnittlichen Körpergröße zwischen 1,60 und 1,95 Metern konzipiert. Die Lotus compact ist für Benutzer mit einer durchschnittlichen Körpergröße zwischen 1,30 und 1,65 Metern konzipiert.



- Maximale Belastbarkeit bis 200 kg.
- Breite 66 cm schmale Position 96 cm mit gespreizten Füßen.
- Tiefe 100 cm.
- Komfortable Schienbeinstütze.
- Wegdrehbare Sitzteile.
- Mechanischen Beinspreizung.
- Variable Greifmöglichkeiten.
- Idealer Sitzwinkel.
- Handgriff für einfaches Manövrieren.
- Drehpunkte mit Lager.
- Stabile Fußplatte.
- Zwei Lenkrolle gebremst.
- Höhenverstellbare Beinstütze
- Antibakterielle Beschichtung auf dem Gestell.
- Glattes Finish für optimale Reinigung und Desinfektion.

5900 8200 Lotus






Geeignet für Menschen mit einer leichten bis mäßigen Behinderung.



5900 8250 Lotus compact




Drehbare Sitzteile.



Mechanische Basisverbreiterung.



Variable Kontaktstellen.




Radbremse.




Komfortable Schienbeinstütze.

Technische Spezifikationen


Product no.	Produkt- beschreibung	Material	Tragfähig- keit kg/lbs	Länge x Breite x Höhe	Beinbreite	Mechani- sche Basis- verbreiterung	Gewicht kg	Gewicht lbs	Kunden- länge
5900 8200	Lotus	Stahl	200 kg 440 lbs	96 cm x 66 cm x 109 cm 37,8" x 26" x 43,3"	66 cm 26"	49 cm - 86 cm 19,3" - 33,9"	32	77	160 cm - 195 cm 63" - 77"
5900 8250	Lotus compact	Stahl	200 kg 440 lbs	96 cm x 66 cm x 101 cm 37,8" x 26" x 39,8"	66 cm 26"	49 cm - 86 cm 19,3" - 33,9"	32	77	130 cm - 165 cm 51" - 65"



Lotus



Lotus compact


Für weitere Informationen besuchen Sie auch unsere Website: www.lopital.com

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oosterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oosterwijk, The Netherlands
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.com

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Standards für Medizinprodukte der Klasse 1 (MDR (EU) 2017/745).

