



Creating balance in healthcare



## Sirocco basic & deluxe Duschliege





Geeignet für Personen  
mit schwerer bis sehr  
schwerer Behinderung


6100 2500 / 6100 2510

## Sirocco basic & deluxe

- Maximale Belastung 227 kg.
- Höhenverstellbar, elektrisch betrieben und ausgestattet mit herausnehmbarem Akku, Notabstiegsfunktion, Notstopp und benutzerfreundlichem Ladegerät.
- Rückenverstellung bis 25 Grad (Sirocco deluxe).
- Einfache und sichere Bedienung der Seitengitter mit Arretierung.
- Korrosionsbeständig durch Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und verzinkte Teile.
- Elegantes Finish für optimale Reinigung und Desinfektion.
- Seitengitter mit 2 Positionen (normal und breit).
- Bequem Matratze, antibakteriell, schwer entflammbar und frei von schädlichen Weichmachern.
- Ablauf links und rechts möglich.



6100 2500  
**Sirocco Duschliese basic**  
Wandbefestigung





6100 2510  
**Sirocco Duschliese deluxe**  
Wandbefestigung




Mit eingebauter Längenverstellung  
(Sirocco basic & deluxe)

**Sirocco basic & Sirocco deluxe**



**Sirocco deluxe**



## Technische Daten

- Anheben/Absenken Elektrisch
- Handbedienung 4-Tasten-Handbedienung, IPX6
- Steuerbox 24VDC, max. 250 W IPX6
- Akku 24 V, 2,9 Ah IPX6
- Batterieladegerät 100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz, max. 1A, Ladestation (Wand)

Produktnr.	Produktbeschreibung	Äußere Länge	Äußere Breite	Innenlänge	Innenbreite	Hoch / niedrig	Max. Tragfähigkeit kg	Produktgewicht kg
<b>6100 2500</b>	Sirocco Duschiele basic	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
<b>6100 2510</b>	Sirocco Duschiele deluxe	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
<b>6720 0005</b>	Matratze 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
<b>6720 0015</b>	Matratze 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
<b>6720 0010</b>	Matratze 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
<b>6720 0020</b>	Matratze 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-

Alle Angaben in dieser Tabelle sind in Zentimetern.



Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website: [www.lopital.de](http://www.lopital.de)

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Die Niederlande, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk, Die Niederlande  
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.de](http://www.lopital.de)

