lopital®
If caregivers have a choice

Reflex

Komfortabel neigbar, zuverlässig konstruiert

5100 5600

Reflex 5600 Dusch-Toilettenstuhl mit höhenverstellbarer Fußstütze

Dieser elektrisch höhenverstellbare Dusch-Toilettenstuhl wurde für eine sichere und würdevolle Pflege mit höchstem Komfort für die zu pflegende Person und das Pflegepersonal entwickelt. Der integrierte Sitz bietet den Halt und das Sitzgefühl eines herkömmlichen Stuhls und verfügt zugleich über wichtige Funktionen wie die elektrische Höhenverstellung und eine Neigung von bis zu 30°. Dadurch eignet sich der Stuhl ideal für Wasch- und Pflegemaßnahmen in unterschiedlichen Pflegeumgebungen. Das multifunktionale Design ermöglicht eine ergonomische und effiziente Durchführung der täglichen Körperpflege.

Für zusätzliche Vielseitigkeit ist der Stuhl mit abnehmbaren und hochklappbaren Fußstützen mit Wadenschutz ausgestattet. Diese erleichtern Transfers und bieten eine bessere Unterstützung der Beine. Die hochklappbaren Armlehnen ermöglichen seitliche Transfers, während das robuste Fahrgestell eine sichere und stabile Positionierung über einer Toilette oder bei der Verwendung einer Bettpfanne beziehungsweise eines Auffangeimers gewährleistet. Der gleichmäßige elektrische Betrieb und die intuitive Bedienung machen den Stuhl zu einer praktischen Lösung für das Pflegepersonal und zu einer komfortablen, sicheren Sitzmöglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de


Technische Daten	
Max. Hebegewicht	135 kg
Produktgewicht	53 kg
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	50 bis 100 cm



Geeignet für Menschen mit mäßig eingeschränkter bis stark eingeschränkter Mobilität

5100 5600

Reflex 5600 Dusch-Toilettenstuhl



Höhen- und tiefenverstellbare Kopf-/Nackenstütze

Ergonomischer Handgriff für eine leichte und mühelose Bedienung

Ergonomischer Sitzkomfort

Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Robuster und stabiler Rahmen für maximale Sicherheit und Unterstützung

Armlehnen mit Frontverschluss für Sicherheit und Geborgenheit

Abnehmbare und höhenverstellbare Fußstützen mit Wadenschutz

Rammschutz zum Schutz des Rahmens vor Beschädigungen



Ladeanschluss mit Magnetkupplung, keine separate Batterie erforderlich.




Bedienfeld.

Optional

7057 0508
Rad 125
Richtungsabhängig.



6840 5661
Armlehne
Frontverschluss mit doppelter Verriegelung.



6950 5624
Platilon-Rückenlehne.



Optionen

- 7056 5001 Armlehne gerade
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6975 8045 Sicherheitsgurt 4-Punkt-Befestigung aus Edelstahl für DT-Stuhl
- 6950 5624 Platilon-Rückenlehne
- 6950 5625 Platilon-Sitz U-Modell
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig


Technische Daten	
Gesamtlänge des Grundgestells	106 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	70 cm
Wenderadius	120 cm
Neigungswinkel	0 bis 30 Grad
Betriebsspannung	24 V
Batteriekapazität	7 Ah
Wasserdichtigkeit	IPX4
Anzahl der Hubvorgänge	40 Auf- und Abbewegungen bei vollständig geladenen Akkus
Kopf-/Nackenstütze tiefen- und höhenverstellbar	7 cm / 12 cm

5100 5605

Reflex 5605 Dusch-Toilettenstuhl

Dieser höhenverstellbare Dusch- und Toilettenstuhl ist eine multifunktionale Lösung für die hygienische Pflege von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Er besteht aus einem Fahrgestell und einem ergonomisch geformten Sitz, der sowohl Komfort als auch funktionale Stabilität bietet. Die stufenlose elektrische Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht dem Pflegepersonal eine sichere und ergonomische Arbeitshaltung, während die zu pflegende Person während der gesamten Pflegemaßnahme optimal gestützt wird und bequem sitzt. Der Stuhl kann zudem um bis zu 30° nach hinten geneigt werden und bietet dadurch zusätzliche Sicherheit und Entspannung.


Die Konstruktion ermöglicht Toilettengänge und Körperpflege ohne unnötige Transfers. Ein Schienensystem dient zur Aufnahme einer Bettpfanne oder eines Auffangeimers. Das robuste Fahrgestell ist äußerst wendig und für Sicherheit und Stabilität während der Nutzung mit vier gebremsten Lenkrollen ausgestattet. Ob am Bett, im Badezimmer oder über einer Toilette – dieses Hilfsmittel vereint Komfort, Hygiene und Wohlbefinden für das Pflegepersonal und die zu pflegende Person.



Kopf-/Nackenstütze



Lenkrolle mit Einzelbremse



Bedienfeld



Technische Daten	
Max. Hebegewicht	135 kg
Produktgewicht	53 kg
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	50 bis 100 cm

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Geeignet für Menschen mit mäßig eingeschränkter bis stark eingeschränkter Mobilität

5100 5605

Reflex 5605 Dusch-Toilettenstuhl



Optional

6960 8026
Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar.



Technische Daten	
Gesamtlänge des Grundgestells	106 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	70 cm
Wenderadius	120 cm
Neigungswinkel	0 bis 30 Grad
Elektrische Leistung	24 V
Batteriekapazität	7 Ah
Wasserdichtigkeit	IPX4
Anzahl der Hubvorgänge	40 Auf- und Abbewegungen bei vollständig geladenen Akkus
Kopf-/Nackenstütze tiefen- und höhenverstellbar	7 cm / 12 cm

Optionen

- 7056 5001 Armlehne gerade
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6975 8045 Sicherheitsgurt 4-Punkt-Befestigung aus Edelstahl für DT-Stuhl
- 6950 5624 Platilon-Rückenlehne
- 6950 5625 Platilon-Sitz U-Modell
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT5600-2026-01 DE