lopital®
If caregivers have a choice

Timo

Ergonomisch, langlebig und formschön – in jeder Pflegeumgebung

5400 6020 / 6021 / 6030 / 6035

Timo Dusch-Toilettenstuhl

Der Timo Dusch-Toilettenstuhl von Lopital ist eine komfortable und zuverlässige Lösung für Personen mit leichten bis mittelschweren Beeinträchtigungen. Dank des gepolsterten Sitzes, der hochklappbaren Armlehnen und des abnehmbaren Sitzes mit Schnappverschluss bietet der Timo sowohl der zu pflegenden Person als auch dem Pflegepersonal optimalen Komfort und hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Stuhl verfügt über eine antibakterielle Beschichtung und lässt sich leicht reinigen, wodurch er zu einer hygienischen Pflegeumgebung beiträgt. Mit verschiedenen Ausführungen, darunter fahrbare Modelle und Varianten mit Fußstützen, lässt sich der Timo flexibel in unterschiedlichen Pflegesituationen einsetzen.

Kompaktes & wendiges Design. Dank seines leichten und kompakten Gestells lässt sich der Timo auch auf engem Raum einfach manövrieren – ideal für die häusliche Pflege und kleinere Badezimmer.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Optionen
- 6840 5660 Armlehne Frontverschluss blau komplett
- 6840 5661 Armlehne Frontverschluss mit doppelter Verriegelung
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar*
- 7500 5693 Erhöhungsbuchse 30mm*
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig*

*Nur für Timo 5400 6030 und 5400 6035

Produktnr.	Produktbeschreibung	Sitzhöhe	Sitztiefe	Sitzbreite	Max. Hebegewicht	Produktgewicht
5400 6020	Timo 6020 Dusch-Toilettenstuhl	50 cm	45 cm	46 cm	135 kg	10 kg
5400 6021	Timo 6021 Dusch-Toilettenstuhl	50 cm	45 cm	46 cm	135 kg	10 kg
5400 6030	Timo 6030 Dusch-Toilettenstuhl	54 cm	49 cm	48 cm	135 kg	15 kg
5400 6035	Timo 6035 Dusch-Toilettenstuhl	54 cm	49 cm	48 cm	135 kg	15.5 kg

Geeignet für Menschen mit sehr leicht eingeschränkter bis geringfügig eingeschränkter Mobilität

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

5400 6035

Timo 6035 Dusch-Toilettenstuhl



Alle Timo-Modelle verfügen über einen abnehmbaren Sitz mit Schnappverschluss.



Einzeln hochklappbare Armlehnen

Ergonomischer Sitz mit Toilettenöffnung

Universalschiene für Bettpfanne und/oder Toiletteneimer

Leichtgängige Lenkrolle für eine sichere und effiziente Mobilität des Stuhls

5400 6020

Timo 6020 Dusch-Toilettenstuhl



5400 6021

Timo 6021 Dusch-Toilettenstuhl



5400 6030

Timo 6030 Dusch-Toilettenstuhl



Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT6020-2026-01 DE