lopital®
If caregivers have a choice

Nemo

Sicherer, komfortabler Neigemechanismus für jede Pflegesituation


5100 5100

Nemo Dusch-Toilettenstuhl

Der Nemo ist ein fahrbarer und neigbarer Dusch- und Toilettenstuhl, der speziell für Personen entwickelt wurde, die bei der täglichen Pflege zusätzliche Unterstützung benötigen. Dank der manuellen Neigefunktion kann die zu pflegende Person in eine komfortable und stabile Position gebracht werden, während das Pflegepersonal weiterhin in einer ergonomisch günstigen Haltung arbeiten kann. Dies sorgt für körperliche Entlastung und erhöht die Sicherheit für beide Seiten.

Der Stuhl eignet sich sowohl für die Verwendung in der Dusche als auch als Toilettenstuhl und kann problemlos über einer Toilette positioniert werden. Dank seiner kompakten Abmessungen und des Zentralbremssystems ist der Nemo äußerst wendig und sicher in der Anwendung – selbst auf engem Raum. Die robuste, wartungsarme Konstruktion ist für den intensiven täglichen Einsatz ausgelegt.

Der Nemo ist ein zuverlässiges Hilfsmittel, das durch durchdachte Details und hohe Benutzerfreundlichkeit zu einer hochwertigen täglichen Pflege beiträgt.



Manuell neigbar – Mithilfe einer Gasdruckfeder um bis zu 30° neigbar, für eine optimale Positionierung und ergonomische Pflege.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.


Optionen
- 6840 5660 Armlehne Frontverschluss blau komplett
- 6840 5661 Armlehne Frontverschluss mit doppelter Verriegelung
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6975 8045 Sicherheitsgurt 4-Punkt-Befestigung aus Edelstahl für DT-Stuhl
- 6950 5624 Platilon-Rückenlehne
- 6950 5625 Platilon-Sitz U-Modell
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar
- 7500 5693 Erhöhungsbuchse 30mm
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	150 kg
Produktgewicht	24 kg
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe	54 cm
Gesamtlänge des Grundgestells	73 cm



Geeignet für Menschen mit sehr leicht eingeschränkter bis geringfügig eingeschränkter Mobilität

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de



Gasfederhebel zur Neigungsverstellung.




Optional

6960 8026
Komfort-Beinstützen-Set
abnehmbar und verstellbar.



6950 1104
Bettpfanne mit Deckel
Kunststoff.



6840 5660
Armlehne Frontverschluss
blau komplett.



Technische Daten	
Gesamtbreite des Grundgestells	66 cm
Kopf-/Nackenstütze tiefen- und höhenverstellbar	7 cm / 12 cm
Wendekreis	112 cm
Hebewinkel	0 bis 30 Grad

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Green Deal
ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001
MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT5100-2026-01 DE