lopital®
If caregivers have a choice

Tango XL

Mehr Platz, Komfort und Stabilität für höhere Pflegeanforderungen

5100 5750

Tango XL Dusch-Toilettenstuhl

Der Tango XL Dusch-Toilettenstuhl wurde speziell für Personen entwickelt, die bei der täglichen Pflege zusätzlichen Platz, Komfort und sicheren Halt benötigen. Mit seiner verstärkten Konstruktion und den großzügigen Sitzmaßen bietet der Stuhl Personen mit höherem Körpergewicht eine sichere und komfortable Lösung, während er sich vom Pflegepersonal weiterhin leicht und mühelos manövrieren lässt.

Der Tango XL wurde für den Einsatz in professionellen Pflegeumgebungen entwickelt und verbindet praktische Funktionalität mit ergonomischem Komfort. Hochklappbare Armlehnen und wegschwenkbare Fußstützen erleichtern Transfers. Der hygienische, abnehmbare Sitz und die leichtgängigen Lenkrollen mit Bremsen gewährleisten eine sichere und effiziente Handhabung beim Duschen und bei der Toilettennutzung.

Eine zuverlässige Wahl für Pflegeeinrichtungen, die eine inklusive Versorgung mit höchstem Komfort, Langlebigkeit und optimaler Hygiene gewährleisten möchten.

Besonders stabile Konstruktion. Das robuste Gestell, der niedrige Schwerpunkt und die gebremsten Lenkrollen gewährleisten maximale Stabilität bei Transfers und Pflegemaßnahmen.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.




Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	250 kg
Produktgewicht	27 kg
Sitzbreite	55 cm
Sitztiefe	49 cm
Sitzhöhe	53 cm



Geeignet für Menschen mit sehr leicht eingeschränkter bis geringfügig eingeschränkter Mobilität



Ergonomischer Sitz für die Toilettennutzung und die Verwendung einer Bettpfanne.



Komfortoptimierter Handgriff für eine leichtgängige und mühelose Bedienung

Hochklappbare Armlehnen für einen leichteren Zugang

Ergonomischer Sitzkomfort mit abnehmbaren Sitzelementen und Schnappverschlusssystem für eine einfache Reinigung

Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Rammschutz zum Schutz des Rahmens vor Beschädigungen

Hochklappbare, höhenverstellbare und wegschwenkbare Fußstützen für reibungslose und sichere Transfers

Optional

6950 1104
Bettpfanne mit
Deckel Kunststoff.



Optionen:

- 6840 5500 Kopfstütze verstellbar
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6975 8045 Sicherheitsgurt 4-Punkt-Befestigung aus Edelstahl für DT-Stuhl
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar

Technische Daten	
Gesamtlänge des Grundgestells	106 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	65 cm
Wenderadius	106 cm

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT5750-2026-01 DE