lopital®
If caregivers have a choice

Elexo XXL

Stärke in der Pflege, Komfort bei jeder Bewegung

5100 5300

Elexo XXL Dusch-Toilettenstuhl

Der Elexo XXL wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von Klienten mit höherem Körpergewicht und größerem Körperumfang gerecht zu werden, und bietet eine stabile, robuste Lösung für die hygienische Pflege. Mit seiner breiten, ergonomisch geformten Sitzfläche und den verlängerten, vollständig hochklappbaren Armlehnen unterstützt er den Komfort und sichere Transfers. Die abschwenkbaren, abnehmbaren Fußstützen und die integrierte Wadenstütze ermöglichen es den Pflegekräften, die Klienten präzise zu positionieren und gleichzeitig ungünstige Handhabungen und körperliche Belastungen zu minimieren. Seine großzügigen Abmessungen und seine durchdachte Konstruktion machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für den Einsatz in der bariatrischen Pflege.

Die Höhenverstellbarkeit und die Neigefunktion erhöhen die funktionale Flexibilität des Elexo XXL. Die elektrische Höhenverstellung von der niedrigsten bis zur höchsten Position ermöglicht es den Pflegekräften, während der Nutzung eine optimale ergonomische Körperhaltung einzunehmen. In der höchsten Position erreicht der Stuhl einen Hebewinkel von 20 Grad, der die Sitzbalance und die Unterstützung des Klienten verbessert und sowohl die Pflege als auch den Komfort erleichtert. Der Antrieb mit zwei Motoren sorgt für sanfte und stabile Verstellungen, während integrierte Sicherheitsfunktionen wie die Notabsenkung und der Schlafmodus die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb erhöhen.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.


Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	220 kg
Produktgewicht	71 kg
Sitzbreite	70 cm
Sitztiefe	54 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	50 bis 105 cm



70550007
Handschalter mit Batterieanzeige



Geeignet für Menschen mit mäßig eingeschränkter bis stark eingeschränkter Mobilität

Ergonomischer Handgriff für eine leichte und mühelose Bedienung

Hochklappbare und verlängerte Armlehnen


Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Ergonomischer Sitzkomfort

Robuster und stabiler Rahmen für maximale Sicherheit und Unterstützung



Rammschutz zum Schutz des Rahmens vor Beschädigungen




Ladeanschluss mit Magnetkupplung, keine separate Batterie erforderlich.



Einzeln hochklappbare Armlehnen.

Optional

6960 8026
Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar.



6840 5500
Kopfstütze verstellbar.



Optionen

- 6840 5500 Kopfstütze verstellbar
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar

Technische Daten	
Gesamtlänge des Grundgestells	119 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	89 cm
Wenderadius	140 cm
Hebewinkel	0 bis 20 Grad
Elektrische Leistung	24 V
Batteriekapazität	7 Ah
Wasserdichtigkeit	IPX4

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

LFT5300-2026-01 DE

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.