lopital®
If caregivers have a choice

Tango XXL

Mehr Platz und Unterstützung dort, wo sie am wichtigsten sind

5100 5850

Tango XXL Dusch-Toilettenstuhl

Der Tango XXL wurde speziell entwickelt, um Personen mit höherem Körpergewicht eine würdevolle und komfortable Pflege zu ermöglichen. Mit einer sicheren Arbeitslast von bis zu 360 kg bietet der Stuhl dank seines breiten, ergonomisch geformten Sitzes und der entsprechenden Rückenlehne hohen Komfort. Hochklappbare Armlehnen sowie wegschwenkbare Fußstützen mit Wadenstützen erleichtern der zu pflegenden Person das Hinsetzen und Aufstehen und ermöglichen dem Pflegepersonal zugleich einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf.

Vielseitigkeit steht beim Tango XXL im Mittelpunkt. Er ist sowohl als Dusch- als auch als Toilettenstuhl konzipiert und kann direkt über vielen Toiletten positioniert oder mit einer Bettpfanne beziehungsweise einem Auffangeimer verwendet werden. Dieser multifunktionale Ansatz vereinfacht die täglichen Pflegeabläufe. Gleichzeitig sorgt die professionelle, robuste Konstruktion dafür, dass sich der Stuhl nahtlos in anspruchsvolle Pflegeumgebungen einfügt.

Besonders stabile Konstruktion. Das robuste Gestell, der niedrige Schwerpunkt und die gebremsten Lenkrollen gewährleisten maximale Stabilität bei Transfers und Pflegemaßnahmen.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	360 kg
Produktgewicht	34 kg
Sitzbreite	70 – 80 cm
Sitztiefe	53 cm
Sitzhöhe	51 cm



Geeignet für Menschen mit sehr leicht eingeschränkter bis geringfügig eingeschränkter Mobilität



Ergonomischer Sitz für die Toilettennutzung und die Verwendung einer Bettpfanne.



Höhenverstellbare Rückenlehne für individuellen Komfort und Stabilität

Hochklappbare Armlehnen mit Ein-Knopf-Bedienung und Breitenverstellung

Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Ergonomischer Sitzkomfort mit abnehmbaren Sitzelementen und Schnappverschlusssystem für eine einfache Reinigung

Rammschutz zum Schutz des Rahmens vor Beschädigungen

Richtungsrolle für eine sichere und effiziente Mobilität des Duschstuhls

Optional

6950 1104
Bettpfanne mit Deckel Kunststoff.



6840 5500
Kopfstütze verstellbar.



Optionen:

- 6840 5500 Kopfstütze verstellbar
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar

Technische Daten	
Gesamtlänge des Grundgestells	112 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	85 cm
Wenderadius	125 cm

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

LFT5850-2026-01 DE

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.