lopital®
If caregivers have a choice

Tango
Komfort und Flexibilität in der täglichen Pflege

5100 5700
Tango Dusch-Toilettenstuhl

Der Tango wurde für alltägliche Pflegesituationen entwickelt, in denen Komfort, Sicherheit und Effizienz entscheidend sind. Sein stabiles Fahrgestell und das kompakte, wendige Design sorgen beim Duschen, bei Toilettengängen und bei Transfers für eine zuverlässige Handhabung – mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und Komfort.

Das ergonomische Design mit durchdachten Handgriffen ermöglicht eine leichtgängige und mühelose Handhabung des Stuhls und reduziert die körperliche Belastung des Pflegepersonals deutlich. Die hochklappbaren und wegschwenkbaren Fußstützen ermöglichen der zu pflegenden Person ein komfortables und sicheres Ein- und Aussteigen.

Die vier gebremsten Lenkrollen ermöglichen ein leichtes und stabiles Manövrieren auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Dank hochwertiger, pflegeleichter Materialien lässt sich der Stuhl zudem einfach reinigen – für zuverlässige Hygiene und hohe Langlebigkeit.

Lopital Tango – sicher in Bewegung, überall dort, wo Pflege stattfindet.

Kompaktes & wendiges Design. Dank seines leichten und kompakten Gestells lässt sich der Tango auch auf engem Raum einfach manövrieren – ideal für die häusliche Pflege und kleinere Badezimmer.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	180 kg
Produktgewicht	19 kg
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	44 cm

A B

Geeignet für Menschen mit sehr leicht eingeschränkter bis geringfügig eingeschränkter Mobilität



Ergonomischer Sitz für die Toilettennutzung und die Verwendung einer Bettpfanne.



Ergonomischer Handgriff für eine leichte und mühelose Bedienung

Ergonomischer Sitzkomfort

Hochklappbare und wegschwenkbare Fußstützen für einen reibungslosen und sicheren Transfer

Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Rammschutz zum Schutz des Rahmens vor Beschädigungen

Optional


6950 1104
Bettpfanne mit Deckel Kunststoff.



6975 8044
Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl.



6840 5660
Armlehne Frontverschluss blau komplett.



Optionen

- 6840 5660 Armlehne Frontverschluss blau komplett
- 6840 5661 Armlehne Frontverschluss mit doppelter Verriegelung
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6975 8045 Sicherheitsgurt 4-Punkt-Befestigung aus Edelstahl für DT-Stuhl
- 6950 5624 Platilon-Rückenlehne
- 6950 5625 Platilon-Sitz U-Modell
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar
- 7500 5693 Erhöhungsbuchse 30 mm
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig

Technische Daten	
Sitzhöhe	55 cm
Gesamtlänge des Grundgestells	84 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	66 cm
Wenderadius	98 cm

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

LFT5700-2026-01 DE

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.