lopital®
If caregivers have a choice

Lotus

Sichere Transfers mit Komfort und Kontrolle

5900 8200 / 8250 / 8270

Lotus aktive Aufstehhilfe

Der Lotus ist eine aktive Aufstehhilfe für Personen, die noch selbstständig stehen können und über ausreichende Rumpfstabilität verfügen, jedoch Schwierigkeiten beim Gehen haben oder nicht gehfähig sind. Nachdem sich die zu pflegende Person auf den Lotus gesetzt hat, kann das Pflegepersonal sie sicher und effizient bewegen.

Der Lotus ist für kurze Transfers vorgesehen, beispielsweise vom Bett zur Toilette. Da die zu pflegende Person eine aktive Sitzposition einnimmt, ist beim anschließenden Aufstehen weniger Kraftaufwand erforderlich. Dies bietet sowohl der zu pflegenden Person als auch dem Pflegepersonal optimalen Komfort.

Der Lotus verfügt über schwenkbare Sitzelemente mit Schnappverschluss, eine komfortable Unterschenkelstütze und eine Fahrgestellspreizung. Dank der Fahrgestellspreizung kann der Lotus nahe an die zu pflegende Person herangefahren werden, sodass sie sich aktiv hinsetzen kann. Der Lotus fördert die aktive Mitwirkung beim Transfer. Dadurch wird die Muskulatur trainiert und die Selbstständigkeit unterstützt.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und zwei gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de





Geeignet für Menschen mit geringfügig eingeschränkter bis mäßig eingeschränkter Mobilität

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	200 - 227 kg
Produktgewicht	32 – 36 kg
Garantie	5 Jahre

5900 8200

Lotus aktive Aufstehhilfe






Schwenkbare Sitzelemente mit Schnappverschluss.

Produktnr.	Produktbeschreibung	Material	Tragfähigkeit	Länge x Breite x Höhe	Beinbreite	Mechanische Basisverbreitung	Gewicht	Kundenlänge
5900 8200	Lotus aktive Aufstehhilfe	Stahl	200 kg	96 cm x 66 cm x 110 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32 kg	170 cm – 195 cm
5900 8250	Lotus Compact aktive Aufstehhilfe	Stahl	200 kg	96 cm x 66 cm x 101 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32 kg	135 cm – 170 cm
5900 8270	Lotus XL aktive Aufstehhilfe	Stahl	227 kg	102 cm x 74 cm x 110 cm	74 cm	57 cm – 94 cm	36 kg	170 cm – 195 cm



Lotus und Lotus Compact



Lotus XL

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT8200-2026-01 DE