lopital®
If caregivers have a choice

Flexo

Vertrauter Komfort für die tägliche Pflege

5100 5199

Flexo Dusch-Toilettenstuhl

Der Lopital Flexo ist ein kompakter, vielseitiger Dusch- und Toilettenstuhl, der durch Ergonomie, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Dank seines intelligenten, offenen Designs bietet der Flexo sowohl dem Patienten als auch dem Pflegepersonal optimalen Komfort bei der täglichen Pflege und Hygiene.

Der Stuhl ist höhenverstellbar und ermöglicht dem Pflegepersonal eine ergonomische Arbeitshaltung bei geringerer körperlicher Belastung. Die hochklappbaren Armlehnen und Fußstützen erleichtern Transfers und erhöhen die Sicherheit. Griffe und leichtgängige Lenkrollen sorgen selbst auf engem Raum für müheloses Manövrieren.

Der Flexo besteht aus langlebigen, korrosionsbeständigen Materialien und verfügt über hygienische, glatte Oberflächen. Dadurch lässt er sich leicht reinigen und hält einer intensiven täglichen Nutzung stand. Sein modernes, funktionales Design fügt sich harmonisch in jede professionelle Pflegeumgebung ein.

Zuverlässig, formschön und durchdacht – der Flexo ist für den Pflegealltag von heute und morgen konzipiert.

Hydraulische Höhenverstellung und Hebewinkelverstellung. Die stufenlose hydraulische Höhenverstellung und die Einstellung des Hebewinkels von 0° bis 20° ermöglichen ergonomische Arbeitspositionen sowie eine sichere und komfortable Positionierung des Klienten.

Einfacher & sicherer Transfer. Hochklappbare, arretierbare Armlehnen und seitlich schwenkbare Fußstützen mit Wadenstützen erleichtern den Transfer und sorgen gleichzeitig für hohe Stabilität.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de



Geeignet für Menschen mit geringfügig eingeschränkter bis mäßig eingeschränkter Mobilität

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	150 kg
Produktgewicht	38 kg
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	50 bis 105 cm



Höhenverstellung per Fußpumpe.



Ergonomischer Handgriff für eine leichte und mühelose Bedienung

Armlehnen mit Frontverschluss für Sicherheit und Geborgenheit

Ergonomischer Sitzkomfort

Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Robuster und stabiler Rahmen für maximale Sicherheit und Unterstützung

Fußstütze, komplett


Rammschutz zum Schutz des Rahmens vor Beschädigungen

Optional

6960 8026
Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar.



6840 5661
Armlehne Frontverschluss mit doppelter Verriegelung.



6840 5500
Kopfstütze verstellbar.



Optionen

- 7056 5001 Armlehne gerade
- 6840 5661 Armlehne Frontverschluss mit doppelter Verriegelung
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6975 8045 Sicherheitsgurt 4-Punkt-Befestigung aus Edelstahl für DT-Stuhl
- 6950 5624 Platilon-Rückenlehne
- 6950 5625 Platilon-Sitz U-Modell
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar
- 7500 5693 Erhöhungsbuchse 30 mm
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig

Technische Daten	
Gesamtlänge des Grundgestells	104 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	73 cm
Wenderadius	118 cm
Hebewinkel	0 bis 20 Grad

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT5199-2026-01 DE