lopital®
If caregivers have a choice

Marina

Ergonomisch, langlebig und formschön – in jeder Pflegeumgebung

Hydraulisch: 6100 2010 / Elektrisch: 6100 2060

Marina Deluxe Duschwagen

Der Duschwagen Marina wurde für eine hochwertige Pflege in liegender Position entwickelt. Er unterstützt das Pflegepersonal dabei, eine effiziente, sichere und würdevolle Versorgung ohne übermäßige körperliche Belastung zu gewährleisten. Dank der stufenlos verstellbaren Rückenlehne, der Anti-Trendelenburg-Position und der Höhenverstellung – elektrisch oder per Gasfeder – wird die Arbeitshaltung optimiert. Dies trägt zu weniger körperlichen Beschwerden und einem komfortableren Arbeiten bei.

Für die zu pflegenden Personen bedeutet dies eine stabile und komfortable Versorgung, bei der Sicherheit und Würde an erster Stelle stehen. Der beidseitige Zugang ermöglicht flexiblere Pflegeabläufe und verkürzt den Zeitaufwand pro Person – für einen effizienteren Arbeitsablauf.

Die langlebige Ausführung mit antibakterieller Silberionenbeschichtung, korrosionsbeständigem Rahmen und leicht zu reinigenden Oberflächen bietet eine dauerhaft sichere und hygienische Lösung. Robuste Lenkrollen mit Zentralbremse sowie die Kompatibilität mit Patientenliftern und Gleitschienen gewährleisten zudem eine sichere und reibungslose Integration in jede Pflegeumgebung.

Lopital Marina – Komfort für die zu pflegende Person, ergonomische Entlastung für das Pflegepersonal.

Standardmäßige Längenverstellung & beidseitiger Zugang für die Pflege. Die beidseitig bedienbaren Seitengitter ermöglichen einen Rundumzugang von 360°. Die integrierte Längenverstellung sorgt für zusätzliche Anpassungsfähigkeit.

Plug-and-Play-Design. Direkt nach dem Auspacken einsatzbereit – intuitiv zu bedienen, wartungsarm und schnell in jede Pflegeumgebung integrierbar.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Hergestellt aus 75 % recyceltem Aluminium

Geringster CO_2-Fußabdruck



Geeignet für Personen mit stark eingeschränkter bis sehr stark eingeschränkter Mobilität


Technische Daten

Hubantrieb	Hydraulisch oder elektrisch
Rückenlehnenverstellung	Per Gasfeder oder elektrisch
Handschalter	Vier-Tasten-Handschalter mit Aufhängehaken, Schutzart IPX6
Steuereinheit	24 V DC, max. 250 W, IPX6
Akkueinheit	24 V, 2.9 Ah, IPX6
Ladegerät	100–240 V AC, 50–60 Hz, max. 1 A, Wandladegerät

Marina Deluxe

Steuereinheit + Akkueinheit

Gasfeder für die Anti-Trendelenburg-Position



Marina Deluxe

Manuell einstellbare Anti-Trendelenburg-Position mit Gasfederunterstützung für eine optimale Lagerung der zu pflegenden Person

Sicheres und praktisches Seitengitter. Abklappbar und arretierbar für zusätzliche Sicherheit während der Pflege. Für Transfers und Pflegemaßnahmen von beiden Seiten leicht zugänglich



Soft-Touch-Matratze. Besonders komfortabel, weich und mit rutschhemmender Beschichtung

Flexibler Ablaufschlauch für das kontrollierte Ableiten des Spülwassers und für den täglichen Gebrauch geeignet

Zentralbremse und Richtungsfeststeller für eine stabile und sichere Positionierung des Duschwagens

Lenkrolle mit semizentraler Bremsfunktion. Leichtgängige Lenkrolle für eine sichere und effiziente Mobilität des Duschwagens




70205004
Handschalter mit Batterieanzeige



70205003
Batteriekasten

Optional

70200034 Kissen
(Bei den Basismodellen ist ein Kissen im Lieferumfang enthalten).



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Produktnr.	Produktbeschreibung	Außenlänge	Äußere Tiefe	Außenbreite	Innenbreite	Höhenverstellung der Liegefläche	Max. Hebengewicht kg	Produktgewicht kg
6100 2000	Marina Basic hydraulisch Duschwagen	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70 – 80	45 – 95	227	76
6100 2010	Marina Deluxe hydraulisch Duschwagen	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70 – 80	45 – 95	227	80
6100 2050	Marina Basic elektrisch Duschwagen	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70 – 80	45 – 95	227	76
6100 2060	Marina Deluxe elektrisch Duschwagen	186 206 226	81 – 105	170 190 210	70 – 80	45 – 95	227	80

*Alle Maße in dieser Tabelle sind in Zentimetern angegeben.

Hydraulisch: 6100 2000 / Elektrisch: 6100 2050

Marina Basic Duschwagen

Der Marina Basic ist ein funktionaler und benutzerfreundlicher Duschwagen für die Pflege in liegender Position.

Im Gegensatz zum Marina Deluxe verfügt dieses Basismodell über keine Rückenlehne. Es ist mit vier Lenkrollen mit Einzelbremsen ausgestattet und dadurch besonders einfach zu bedienen und zu warten. Der Marina Basic ist wahlweise mit hydraulischer oder elektrischer Höhenverstellung erhältlich und verfügt über abklappbare Seitengitter für eine sichere und komfortable Pflege. Eine ideale Lösung für Gesundheitseinrichtungen, die Wert auf Funktionalität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen.



Hydraulisches Bedienpedal.



Lenkrolle mit Einzelbremse.



Geringster CO_2-Fußabdruck

Hergestellt aus 75 % recyceltem Aluminium


Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Produktnr.	Produktbeschreibung	Innenlänge	Innenbreite
6720 0005	Matratze Basic 186 cm	170	70
6720 0015	Matratze Basic 206 cm	190	70
6720 0010	Matratze Deluxe 186 cm	170	70
6720 0020	Matratze Deluxe 206 cm	190	70
6720 0030	Matratze Deluxe 226 cm	210	70

Geeignet für Personen mit stark eingeschränkter bis sehr stark eingeschränkter Mobilität

Flammhemmend gemäß (M2-Norm).
Erfüllt die Brandschutzanforderungen der Klasse M2 und bietet zusätzlichen Schutz in professionellen Pflegeeinrichtungen.

Soft-Touch-Matratze.
Besonders komfortabel, angenehm weich und mit einer rutschhemmenden Beschichtung für zusätzliche Sicherheit ausgestattet.




Antibakteriell.
Durch die Zugabe von Silberionen wirkt die Matratze antibakteriell.


Hohe Kratzfestigkeit.
Die robuste Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Abnutzung und bewahrt langfristig ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild.


REACH-konform und cadmiumfrei.
Gemäß den REACH-Anforderungen hergestellt und frei von Cadmium – für eine sicherere und umweltbewusste Nutzung.

Sichere und hautfreundliche Matratze.
Frei von Schadstoffen wie Phthalaten – ideal für empfindliche Haut und den sicheren täglichen Gebrauch.

Langlebige, mehrschichtige Matratze.
Besteht aus vier PVC-Schichten für höheren Komfort, lang anhaltende Unterstützung sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Abnutzung.







Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT2000-2026-01 DE