lopital®
If caregivers have a choice

Vienna

Ergonomische Pflege, effiziente Raumnutzung, mehr Würde

6500 5030

Vienna Deluxe wandmontiert Ankleideliege


Die Vienna-Produktreihe (Modelle 5030, 5035 und 4025) definiert die moderne Pflegeumgebung durch ihr intelligentes Design und ihren geringen Platzbedarf neu. Durch die Befestigung des Tragrahmens an der Wand bleibt wertvolle Bodenfläche frei – ideal für kleine Wasch- oder Pflegeräume. Gleichzeitig bietet Vienna eine robuste und sichere Liegefläche. Die elektrisch höhenverstellbare Liegefläche lässt sich präzise an die Höhe von Rollstühlen anpassen und erleichtert sichere Transfers. Dadurch werden die Arbeitsabläufe und die Mobilität der zu pflegenden Person verbessert.

Diese Produktreihe verfügt über eine leichtgängige Rückenlehnenverstellung und intuitive Klappmechanismen, durch die sich die Liege bei Nichtgebrauch schnell platzsparend einklappen lässt. Die ausgewählten Materialien sorgen für optimale Stabilität und eine einfache Pflege. Damit bietet Vienna eine leistungsstarke und kompakte Lösung für anspruchsvolle Pflegeumgebungen. Durch die vielseitige Kombination mit Patientenliftern, Gleithilfen und anderen Hilfsmitteln wird Vienna zu einem zentralen und zuverlässigen Bestandteil der täglichen Körperpflege und des Ankleidens.

Ergonomische Bedienung. Die höhenverstellbare Konstruktion und die stufenlose Positionierung reduzieren die körperliche Belastung und ermöglichen eine komfortable und effiziente Pflege in jeder Höhe.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.



Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de

Technische Daten

Hubantrieb	Elektrisch (Vienna Deluxe)
Handschalter	Vier-Tasten-Handschalter mit Aufhängehaken, Schutzart IPX6
Steuereinheit	24 V DC, max. 250 W, IPX6
Akkueinheit	24 V, 2.9 Ah, IPX6
Ladegerät	100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 1 A, Wandladegerät



70205003
Batteriekasten



70205004
Handschalter mit Batterieanzeige



Geeignet für Personen mit stark eingeschränkter bis sehr stark eingeschränkter Mobilität

6500 5035

Vienna Basic wandmontiert Ankleideliege mit fester Höhe



Sicheres und praktisches Seitengitter. Hoch- und herunterklappbar sowie arretierbar – für zusätzliche Sicherheit während der Pflege und einen einfachen Zugang bei Transfers.

Seitengitterverriegelung

Die komfortable und langlebige PU-Matratzenoberfläche bietet der zu pflegenden Person hohen Komfort, lässt sich leicht reinigen und trägt zu optimaler Hygiene bei der täglichen Pflege bei.

6500 4025

Vienna hydraulisch Ankleideliege





Verstellbare Rückenlehne (Vienna 4025, Vienna Deluxe 5030)



Verstellbare Seitengitter

Produktnr.	Produktbeschreibung	Außenlänge	Äußere Tiefe	Außenbreite	Innenbreite	Höhenverstellung der Liegefläche	Max. Hebegewicht	Produktgewicht
6500 4025	Vienna hydraulisch Ankleideliege	190 cm	82 cm	188 cm	70 cm	56 – 106 cm	150 kg	59 kg
6500 5030	Vienna Deluxe wandmontiert Ankleideliege	190 cm	91 cm	188 cm	70 cm	45 – 95 cm	227 kg	75 kg
6500 5035	Vienna Basic wandmontiert Ankleideliege mit fester Höhe	190 cm	100 cm	188 cm	70 cm	–	150 kg	73 kg

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

LFT5030-2026-01 DE

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.