lopital®
If caregivers have a choice

Elexo

Komfort, Kontrolle und Würde – bei jeder Bewegung während der Pflege

5100 5500

Elexo Dusch-Toilettenstuhl

Der Elexo ist ein vollelektrischer, höhenverstellbarer Dusch-Toilettenstuhl, der speziell für Klienten entwickelt wurde, die bei der täglichen Körperpflege Komfort, Sicherheit und Würde benötigen. Dank seiner leisen motorisierten Funktionen ermöglicht der Elexo sanfte und nahtlose Positionswechsel. So können Pflegekräfte sicher und effizient arbeiten, ohne das Stabilitätsgefühl des Klienten zu beeinträchtigen.

Der Stuhl eignet sich sowohl für den Einsatz in der Dusche als auch auf der Toilette und lässt sich problemlos über den meisten Toilettenmodellen positionieren. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich auch auf engem Raum leicht manövrieren und ist somit ideal für moderne Pflegeumgebungen geeignet. Die integrierten, benutzerfreundlichen Bedienelemente und durchdachten Designelemente gewährleisten sowohl für den Klienten als auch für die Pflegekraft einen reibungslosen und sicheren Pflegeablauf.

Der Elexo ist eine bewährte Lösung für Pflegefachkräfte, die den Pflegestandard durch Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit verbessern möchten.

Ergonomische Bedienung. Ausgestattet mit ergonomischen Handgriffen und vier gebremsten Lenkrollen für einfaches Manövrieren, hohe Stabilität auf verschiedenen Untergründen und eine geringere Belastung der Gelenke der Pflegekräfte.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.

Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de





70550007
Handschalter mit Batterieanzeige

Technische Daten	
Max. Hebegewicht	180 kg
Produktgewicht	47 kg
Sitzbreite	47 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe (verstellbar)	50 bis 105 cm



Geeignet für Menschen mit geringfügig eingeschränkter bis mäßig eingeschränkter Mobilität



Ergonomischer Handgriff für eine leichte und mühelose Bedienung


Armlehnen mit Frontverschluss für Sicherheit und Geborgenheit

Ergonomischer Sitzkomfort

Führungsschiene für Toiletteneimer oder Steckbecken

Robuster und stabiler Rahmen für maximale Sicherheit und Unterstützung


Rammschutz zum Schutz des Rahmens vor Beschädigungen




Ladeanschluss mit Magnetkupplung, keine separate Batterie erforderlich.

Optional

6960 8026
Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar.



6840 5661
Armlehne Frontverschluss mit doppelter Verriegelung.



6840 5500
Kopfstütze verstellbar.



Optionen

- 7056 5001 Armlehne gerade
- 6840 5661 Armlehne Frontverschluss mit doppelter Verriegelung
- 6950 1104 Bettpfanne mit Deckel Kunststoff
- 6975 8044 Sicherheitsgurt 2-punkt Kunststoffschnalle für DT-Stuhl
- 6975 8045 Sicherheitsgurt 4-Punkt-Befestigung aus Edelstahl für DT-Stuhl
- 6950 5624 Platilon-Rückenlehne
- 6950 5625 Platilon-Sitz U-Modell
- 6960 8026 Komfort-Beinstützen-Set abnehmbar und verstellbar
- 7500 5693 Erhöhungsbuchse 30 mm
- 7057 0508 Rad 125 Richtungsabhängig

Technische Daten	
Gesamtlänge des Grundgestells	104 cm
Gesamtbreite des Grundgestells	70 cm
Wenderadius	118 cm
Hebewinkel	0 bis 20 Grad
Elektrische Leistung	24 V
Batteriekapazität	7 Ah
Wasserdichtigkeit	IPX4

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

LFT5500-2026-01 DE

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.