lopital®
If caregivers have a choice

Stylex
Mühelose Pflege, mehr Komfort

6100 3070
Stylex hydraulisch Duschwagen

Der Stylex wurde für anspruchsvolle Pflegeumgebungen entwickelt und verbindet moderne Funktionalität mit außergewöhnlicher Langlebigkeit. Er ist speziell für den Einsatz in Feuchtbereichen wie Schwimmbädern und Hydrotherapieeinrichtungen konzipiert und verfügt über einen robusten, vollständig rostfreien Edelstahlrahmen. Die korrosionsbeständige Konstruktion gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit und Hygiene – selbst bei intensiver täglicher Nutzung unter nassen Bedingungen. Mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen und einem eleganten, funktionalen Design steht der Stylex für Lopitals Anspruch, Produkte zu entwickeln, die überall dort zuverlässig und mühelos funktionieren, wo Pflege stattfindet.

Der Stylex ist mehr als ein Duschwagen – er ist eine professionelle Pflegelösung, die Sicherheit, Komfort und Design vereint. Die höhenverstellbare Liegefläche ermöglicht eine ergonomische Arbeitshaltung, während das stabile Fahrgestell und die hochwertigen Materialien bei jedem Transfer Sicherheit gewährleisten. Der Stylex ist beständig gegen Feuchtigkeit und Reinigungsmittel und für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Damit bietet er die optimale Balance zwischen Funktionalität und Komfort – für eine spürbare Entlastung des Pflegepersonals und das tägliche Wohlbefinden der zu pflegenden Person.

Ergonomische Bedienung. Die höhenverstellbare Konstruktion und die stufenlose Positionierung reduzieren die körperliche Belastung und ermöglichen eine komfortable und effiziente Pflege in jeder Höhe.

Zuverlässig & langlebig. Entwickelt für den täglichen Pflegeeinsatz und abgesichert durch eine 60-monatige Garantie – für zuverlässige Leistung, auf die man sich verlassen kann.

Antibakteriell & korrosionsbeständig. Die antibakterielle Beschichtung auf Basis von Silberionen unterstützt die Hygiene und Infektionsprävention, während das korrosionsbeständige Gestell mit glatten Oberflächen für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung sorgt.




Entdecken Sie unsere Produkte in Aktion – mit den interaktiven Produktvideos auf unserer Website: www.lopital.de


Technische Daten	
Max. Hebegewicht	135 kg
Produktgewicht	50 kg
Länge	190 cm
Breite	72 cm
Höhe (verstellbar)	52 bis 95 cm



Geeignet für Personen mit stark eingeschränkter bis sehr stark eingeschränkter Mobilität



Verstellbare Seitengitter.



Verstellbare Rückenlehne.


Der wasserdurchlässige Bezug bietet eine komfortable Liegeposition und ist hautfreundlich



Hydraulische Höhenverstellung. Für eine ergonomische Arbeitshaltung und minimale körperliche Belastung bei der Pflege

Stabil und zuverlässig. Das robuste Fahrgestell und die leichtgängigen Lenkrollen mit Zentralbremse gewährleisten Kontrolle und Sicherheit.

Glatte Oberflächen und eine durchdachte Wasserableitung ermöglichen eine schnelle Reinigung und optimale Hygiene



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-Mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Green Deal

ISO CERTIFIED 9001 - 13485 - 14001

MADE IN THE NETHERLANDS

Scan for information

Alle von Lopital hergestellten Hilfsmittel entsprechen den geltenden Normen für Medizinprodukte der Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.

LFT3070-2026-01 DE